Realización de la experiencia



- ✓ Medir la longitud del hilo del péndulo.
- ✓ Se coloca el sensor (photogate) en un soporte.
- ✓ El sensor se conectado al adquisidor de datos (SensorDaq Vernier) a su vez conectado a la PC.
- ✓ Se activa el software de la PC que reconoce el sensor.
- Se debe setear el tiempo de medición para que tome aproximadamente 100 períodos y la velocidad de muestreo en 100 m/s.
- Aplicar al péndulo una amplitud de oscilación máxima baja (ángulos pequeños).
- Cada vez que la masa del péndulo pasa por el photogate, el mismo envía una señal al adquisidor de datos.
- Cuando la masa obtura el led del photosensor, la señal detectada es nula, de lo contrario, la señal es máxima (5V aprox).
- ✓ Repetir la velocidad de muestreo. (100 m/s , 200 m/s ,1000 m/s, 5000 m/s).
- Comparar los parámetros estadísticos obtenidos en cada caso.

Interfase DAQ registro	Archio Configurar canales D tos Ayuda
 ✓ Al activar el software MotionDAQ ✓ Si el software reconoce el sensor, vertical en la magnitud y unidades ✓ También se pueden configurar los o ✓ Para usar el photogate elegir donde elegir a Custom 10 V y Aplicar. ✓ Clikear el botón Data Collection 	se mostrará en la pantalla similar. automáticamente se pondrá la escala canales en la solapa Configurar canales. e esta conectado al Sensor DAQ, luego <i>interventional de la sola </i>

	I. MotorDAQ		
	Active Configura cases		
		E MotionDAQ	
	50- 75-	Archivo Configurar canales Datos Ayuda	
	DAQ PC	🔍 🌠 🌠 🏠 拱 🔝 Collect	
	- 00	= 0,0	
	30- 65-	100-	
	registro		
	10- 25-	L. Configuración de frecuencia de muestreo y disparo	
	20	Adquisición Triggering	
	10-		
	0_ Q0 20 40	κὸ τὸ τὸ τὰ	
	3 D E	10 segundos 🕅 Repetir 🕅 Promediar	
		Frecuencia de muestreo:	
		10 muestras/segundo	
\checkmark	 Clikear el botón Data Collection. 	0,10000 segundos/muestra	
./	C Elecin el tiempe tetel y la Energy energie de r	Cantidad de muestras:	
v	nediciones se verán en tiempo real v con frecuencia mavores cuando finalice la toma de		
	datos).		
\checkmark	🗸 Clikear el botón Collect par a empezar a r	Clikeen el botén Collect per a empezar a medin	
•	Aplicar Cancelar		
\checkmark	\checkmark Una vez hecha la medición ir a Archivo $ ightarrow$	Exportar datos. Esto les genera un archivo de	
	texto con los datos que midieron qu elo p	Jeden leer con cualquier planilla de cálculos.	

26

¿ Qué señal se obtiene del photogate?

